





RadiForce® RX840 RX840-AR RX840-MG

شاشة LCD ملونة

رموز السلامة

يستخدم هذا الدليل رموز السلامة الموضحة أدناه. حيث توضح هذه الرموز معلومات هامة للغاية. بعد لذا، جى قراءتها بعناية.



تنبيه قد يؤدي عدم الالتزام بالمعلومات الواردة في أي تنبيه إلى حدوث إصابة متوسطة الخطورة و/ أو يمكن أن تؤدي إلى تلف الممتلكات أو المنتج.		تحذير قد يؤدي عدم الالتزام بالمعلومات الواردة في أي تحذير إلى حدوث إصابة خطيرة ويمكن أن تشكل تهديداً على حياتك.	
يشير إلى إجراء إلزامي ينبغي اتباعه.		يشير إلى إجراء محظور.	

احتياطات

تحذير 

استخدم محول التيار المتردد المرفق. محول التيار المتردد المرفق مخصص للاستخدام مع هذا المنتج فقط. لا تستخدم محول التيار المتردد مع جهاز آخر.		إذا انبعث من الوحدة دخان، أو روائح تشبه رائحة شيء يحترق، أو صدر عنها أصوات غريبة مزعجة، فقم بفصل كافة توصيلات الطاقة في الحال واتصل بالموزع لطلب النصيحة منه. قد تتسبب محاولة استخدام الوحدة المتعطلة في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز.	
استخدم سلك الطاقة المرفق وقم بالتوصيل وفقاً لمعيار مأخذ التيار بدولتك. تأكد من البقاء في حدود الجهد الكهربائي المقدر لسلك الطاقة. قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. «مصدر إمداد الطاقة: 100-240 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز»		يُنصح بإبعاد الأشياء الصغيرة أو السوائل عن الوحدة. قد تتسبب الأشياء الصغيرة التي تقع دون قصد عبر فتحات التهوية إلى داخل الهيكل أو السوائل التي قد تتسكب داخله في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز. في حالة وقوع أي شيء/ انسكاب أي سائل داخل الهيكل، قم بفصل قابس الوحدة في الحال. اطلب من مهندس الصيانة المؤهل فحص الوحدة قبل استخدامها مرة أخرى.	
استخدم الوحدة في المكان الملائم. قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إلحاق التلف بالجهاز. • لا تقم بوضع الوحدة في الأماكن المفتوحة. • لا تقم بوضع الوحدة في وسائل النقل (السفن والطائرات والحافلات وما شابه). • لا تقم بوضع الوحدة في بيئة متربة أو رطبة. • لا تقم بوضع الوحدة في مكان يحتمل أن يتعرض فيه الشاشة للبلل (الحمامات والمطابخ وما شابه). • لا تقم بوضع الوحدة في مكان قد يتعرض فيه الشاشة للبخار بصورة مباشرة. • لا تقم بوضع الوحدة بالقرب من أجهزة توليد الحرارة أو أجهزة ضبط الرطوبة. • لا تقم بوضع الوحدة في بيئة بها غاز قابل للاشتعال.		يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار أساسي مؤرض. قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.	
تحتوي مصابيح الفلوريسنت الخاصة بالإضاءة الخلفية على الزئبق (لا تحتوي المنتجات المزودة بمصابيح LED للإضاءة الخلفية على الزئبق)، بعد لذا، يرجى التخلص منها وفقاً للقوانين المحلية أو الفيدرالية أو قوانين دولتك.			

تنبيه 



استخدم مأخذ تيار يسهل الوصول إليه. حيث يضمن هذا إمكانية فصل التيار بشكل سريع في حالة حدوث مشكلة.		لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة بالهيكل. • لا تقم بوضع أي أشياء على فتحات التهوية. • لا تقم بتركيب الوحدة في مكان مغلق. • لا تقم باستخدام الوحدة وهي مائلة أو تقلبها رأساً على عقب. يعمل سد فتحات التهوية على منع تدفق الهواء بشكل مناسب وقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إلحاق التلف بالجهاز.	
---	---	---	---

كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه على نظام استرجاع أو نقله في أية صورة أو بأية وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو أي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة EIZO Corporation.

لا تتحمل شركة EIZO Corporation أي التزام بإضفاء صفة السرية على أي مواد أو معلومات مسلمة لها قبيل إجراء الترتيبات اللازمة عقب تسلم شركة EIZO Corporation لتلك المعلومات ذات الصلة. لقد بُدّل أقصى مجهود للتأكد من تقديم هذا الدليل لأحدث المعلومات، يُرجى ملاحظة أن مواصفات شاشة EIZO عرضة للتغيير دون إشعار.

- قد تختلف مواصفات المنتج تبعاً للمنطقة. تأكد من أن المواصفات الموجودة بالدليل مكتوبة بلغة منطقة الشراء.
- ينبغي التأكد على توافق النظام النهائي مع متطلبات IEC60601-1-1.
- قد تتبعت من جهاز إمداد الطاقة موجات كهرومغناطيسية والتي بدورها قد تؤثر على أداء الشاشة أو تقلله أو تتسبب في حدوث عطل بها. بعد كلمة لذا، قم بتركيب الجهاز في بيئة يمكن التحكم بها حيث يمكن تجنب هذه التأثيرات.

موقع عبارات التنبيه



معدلات الدقة المتوافقة

تدعم الشاشة معدلات الدقة التالية.

✓ : مدعم

QFHD Mode		8M Pixel Mode		6M Pixel Mode		تردد المسح العمودي	تردد الصورة التقطية	إشارة قابلة للتطبيق	معدل الدقة	
DisplayPort	DVI	DisplayPort	DVI	DisplayPort	DVI					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	60 Hz	DVI:310 MHz (Max.)	VGA	640 × 480	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	70 Hz		VGA TEXT	720 × 400	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	60 Hz		VESA	800 × 600	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	60 Hz		VESA	1024 × 768	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	60 Hz		VESA	1280 × 1024	
—	—	—	—	—	3*✓	46 Hz		VESA CVT RB	1536 × 2048	
—	—	—	—	2*✓	4*✓	60 Hz		VESA CVT RB	1536 × 2048	
✓	✓	✓	✓	—	—	60 Hz		Display Port:290 MHz (Max.)	VESA	1600 × 1200
✓	3*✓	✓	3*✓	—	—	60 Hz			VESA CVT RB	1920 × 1200
✓	4*✓	✓	4*✓	—	—	60 Hz			VESA CVT	1920 × 1200
—	3*✓	—	—	—	—	30 Hz	VESA CVT RB		1920 × 2160	
2*✓	4*✓	—	—	—	—	60 Hz	VESA CVT RB		1920 × 2160	
—	—	—	3*✓	—	—	30 Hz	VESA CVT RB		2048 × 2160	
—	—	✓	—	—	—	60 Hz	DDP	1*2048 × 2160		
—	—	—	4*✓	—	—	60 Hz	VESA CVT RB	1*2048 × 2160		

- 1* معدل الدقة الموصى به
2* يتلاءم أيضًا مع 10 بت
3* Single Link
4* Dual Link

يلزم وجود لوحة رسومات تتوافق مع معايير VESA

الرموز الموجودة في الوحدة

الرمز	يشير هذا الرمز إلى
○	مفتاح الطاقة الرئيسي على محور التيار المتردد: اضغط لإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة.
	مفتاح الطاقة الرئيسي على محور التيار المتردد: اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة.
⏻	زر التشغيل: المسه لتشغيل الشاشة أو إيقافها.
~	التيار المتردد
⚡	التنبيه لوجود خطر التعرض لصدمة كهربائية
⚠	تنبيه: راجع قسم SAFETY SYMBOLS (رموز السلامة) في PRECAUTIONS (الاحتياطات).


محتويات العبوة

يُرجى التأكد من توافر كافة العناصر التالية بالعبوة. في حالة عدم وجود أي عنصر أو وجوده تالفًا، يُرجى الاتصال بالموزع المحلي.

ملاحظة

- يُرجى الاحتفاظ بالعبوة ومواد التغليف من أجل التحرك بالشاشة في المستقبل أو نقلها.
- الشاشة
- سلك الطاقة

- كابل USB :UU300



- محول التيار المتردد (PSA-064)


- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)

- كتيب الإعداد (هذا الدليل)


- براغي تثبيت VESA: M6 x 16، 4 قطعة.

- حامل سلك الطاقة


- معلومات عن إعادة التدوير




- كابل الإشارة الرقمية: DisplayPort - DisplayPort (PP300)، 2 قطعة.



- كابل الإشارة الرقمية: DVI-D - DVI-D (Dual Link) (DD300DL)، 2 قطعة.




أزرار التحكم والوظائف



يعمل على كشف حركة شخص أمام الشاشة.	1. Presence Sensor (مستشعر الكشف عن أشخاص)
يعمل على تغيير وضع مفتاح CAL.	2. زر MODE
يعمل على إلغاء الإعداد/ الضبط ويقوم بالخروج من قائمة الضبط.	3. زر RETURN
يختار ويزيد/ يقلل تبهات الضبط لعمليات الضبط المتقدمة باستخدام قائمة الضبط.	4. زر ▲▼
يعمل على عرض قائمة الضبط، ولتحديد عنصر على شاشة القائمة ولحفظ القيم التي تم تعديلها.	5. زر ENTER
<ul style="list-style-type: none"> يعمل على تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقافه. يعمل على الإشارة إلى حالة تشغيل الشاشة. أخضر: قيد التشغيل، برتقالي: وضع توفير الطاقة، إيقاف: مصدر الطاقة الرئيسي لمحور التيار المتردد/ إيقاف مصدر الطاقة	6. زر ⏻
يعمل على قياس الإضاءة المحيطة.	7. مستشعر إضاءة المحيط
يستخدم من أجل الصيانة. لا تقوم باستخدامه لأي تطبيقات أخرى. قد يتسبب هذا بحدوث عطل للشاشة.	8. موصل PS/2
يعمل على توصيل كابل USB من أجل استخدام البرامج التي تحتاج إلى اتصال USB أو لاستخدام وظيفة محور USB.	9. منفذ USB (أعلى)
يعمل على توصيل جهاز USB الطرفي.	10. منفذ USB (أسفل)
موصل DVI-D	11. موصل إشارة الدخل
يعمل على إمداد الأجهزة الخارجية بالتيار الكهربائي.	12. DC5V Output
موصل DisplayPort	13. موصل إشارة الدخل
يتوافق مع نظام أمان Kensington MicroSaver من إنتاج Kensington.	14. فتحة قفل الأمان
يستخدم لضبط ارتفاع وزاوية شاشة المراقبة.	15. ركيزة
يستخدم لتوصيل كابل طاقة محور التيار المتردد.	16. موصل التيار
يعمل على تغطية كابلات الشاشة.	17. حامل الكابل

1* للحصول على تعليمات الاستخدام، يُرجى الرجوع لدليل المستخدم المتوفر (على CD-ROM).



1. فتحة تثبيت حامل سلك الطاقة	يستخدم لتثبيت حامل سلك الطاقة.
2. موصل التيار	يقوم بتوصيل سلك الطاقة.
3. مفتاح الطاقة الرئيسي	يقوم بتشغيل أو قطع مصدر الطاقة الرئيسي.
4. كبل الطاقة	يقوم بالتوصيل مع موصل الطاقة على الشاشة.

كابلات الاتصال

تنبيه


- تأكد من إيقاف تشغيل كل من الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
- عند استبدال الشاشة الحالية بهذه الشاشة، تأكد من تغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاصة بالدقة وتردد المسح العمودي إلى تلك الإعدادات المتاحة لهذه الشاشة. قم بالرجوع إلى جدول الدقة المتوافقة (في صفحة الغلاف الخلفي) قبل توصيل جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة

- عند توصيل جهازي كمبيوتر بالشاشة، راجع دليل المستخدم المتوفر في (على CD-ROM).

1. قم بتوصيل كابلات الإشارة بموصلات إشارة الدخل وجهاز الكمبيوتر.

- تحقق من شكل الموصلات، و قم بتوصيل الكابلات.
- بعد توصيل كابل الإشارة، قم بإحكام ربط براغي الموصلات لإحكام ربط القارئة.




2. قم بتوصيل كبل طاقة محول التيار المتردد إلى موصل الطاقة على الشاشة.

تنبيه

- لا تتم بفصل أو توصيل الكبل بينما يكون مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد في وضع التشغيل.
- لا تتم بتركيب محول التيار المتردد بالاتجاه الخاطئ. يجب أن الجهة التي عليها العلامة EIZO متجهة للأعلى.

تأكد من شكل موصل الشاشة، وصل كبل الطاقة.
شد برغي تثبيت كبل الطاقة لتأمين كبل الطاقة.

التوصيل إلى الشاشة




3. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار وموصل التيار بالشاشة.

4. قم بتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد.

-: تشغيل، ○: إيقاف

5. قم بتوصيل كابل USB عند استخدام RadiCS LE أو ScreenManager Pro for Medical.

الاتصال بالشاشة



الاتصال بجهاز كمبيوتر

6. اضغط ⏻ لتشغيل الشاشة.

يضيء مؤشر تشغيل الشاشة باللون الأخضر.

7. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.

تظهر صورة بالشاشة.


في حالة عدم ظهور الصورة، راجع «لا توجد صورة» (الصفحة 9) للحصول على مشورة إضافية.

تنبيه

- قم بإيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر بعد استخدامها.
- للحصول على أقصى حد في توفير الطاقة، يُوصى بإيقاف التشغيل من زر التشغيل. يؤدي إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي أو فصل قابس الطاقة إلى إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة بالشاشة بالكامل.

ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها

احمل الحافة اليسرى واليمنى للشاشة بكلتا يديك، واضبط ارتفاع الشاشة، وزاوية ميلها ودورانها حول محورها وفقاً لأفضل ظروف العمل.



تنبيه

- تأكد دائماً من صحة اتصال الكابلات.


تثبيت حامل سلك الطاقة

قم بتثبيت حامل سلك الطاقة لمنع السقوط.


تنبيه

• تأكد من تثبيت حامل سلك الطاقة عندما يكون مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد مطفئ أو قبل توصيل كبل الطاقة إلى مأخذ الطاقة.


1. قم بتثبيت حامل سلك الطاقة المرفق في فتحة تثبيت سلك الطاقة على محول التيار المتردد.



2. اضبط موضع حامل سلك الطاقة بالرجوع إلى الشكل التوضيحي التالي.




3. قم بتأمين حامل سلك الطاقة لمنع السقوط.



* تأكيد من تأمين حامل سلك الطاقة.

عرض دليل الزر

اضغط الأزرار الأمامية (فيها عدا الزر O)، حيث يظهر دليل الزر أعلى الزر.




ملاحظة

- سوف يستمر دليل الزر في الظهور أثناء عرض قائمة الضبط أو قائمة الوضع.
- يتم عرض دليل الزر بشكل مختلف حسب القائمة أو الحالة المحددة.

تحديد وضع شاشة العرض


تتيح هذه الوظيفة الاختيار السهل للوضع المرغوب تبعًا لتطبيق الشاشة.

الغرض	الوضع
يُستخدم لعرض الصور في الوضع DICOM.	1-DICOM
قم باختيار واحدة من أوضاع المستخدم هذه لتحديد مجموعة إعدادات المتغيرات المرغوبة.	2-Custom
يعمل على عرض الشاشة التي تم ضبطها بواسطة برنامج المعايرة.	3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3
يعمل تلقائيًا على تحديد منطقة عرض الصور غير الملونة والملونة على نفس الشاشة، وعرض حالة كل مجموعة.	6-Hybrid- γ
مناسب لتطابق الألوان مع الأجهزة الطرفية المتوافقة مع sRGB.	7-sRGB
مناسب لعرض النصوص الخاصة بمعالجة الكلمات أو جداول البيانات.	8-Text



الخطوات

1. اضغط على MODE.
2. تظهر قائمة الوضع على أسفل يسار الشاشة.
3. يتم تمييز الوضع في القائمة بدوره في كل مرة يتم فيها الضغط على MODE.
4. يمكنك تبديل الوضع باستخدام \blacktriangle أو \blacktriangledown أثناء عرض قائمة الوضع.



ضبط جودة الشاشة

برنامج التحكم في الجودة "RadiCS LE" (لـ Windows) مضمن مع هذه الشاشة. لمعايرة الشاشة وإدارة سجل المعايرة، قم بتثبيت برنامج RadiCS LE بالرجوع إلى دليل المستخدم الخاص ببرنامج RadiCS LE المتوفر (على CD-ROM). قم باستخدام وظيفة RadiCS SelfQC المستشعر الأمامي المتكامل و الدمج للقيام بالمعايرة و Grayscale Check (فحص تدرج الرمادي) الدوري الخاص بالشاشة بشكل مستقل. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل المستخدم المتوفر (على CD-ROM).

تنبيه

- قم بتوصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB عند استخدام برنامج RadiCS LE.

ملاحظة

- للقيام بالتحكم في الجودة المتقدم والذي يتوافق مع المعايير الطبية، استخدم مجموعة برامج التحكم في جودة الشاشة الاختيارية "RadiCS UX1".

لا توجد صورة

في حال استمرار حدوث المشكلة حتى بعد اتباع الاجراءات العلاجية المقترحة، اتصل بالموزع المحلي لديك.

السبب المحتمل والعلاج	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بشكل صحيح. قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد. اضغط على الزر. أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد مرور بضع دقائق. 	<p>1. لا توجد صورة</p> <ul style="list-style-type: none"> مؤشر التشغيل لا يضيء.
<ul style="list-style-type: none"> قم بزيادة <Brightness> (السطوع)، <Contrast> (التباين) و/أو <Gain> (الاكتساب) في قائمة الضبط. 	<ul style="list-style-type: none"> يضيء مؤشر التشغيل باللون الأخضر.
<ul style="list-style-type: none"> قم بتبديل إشارة الدخل. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل المستخدم المتوفر (على CD-ROM). شغل الماوس أو لوحة المفاتيح. افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل. عند ضبط المستشعر Presence Sensor (مستشعر الكشف عن أشخاص) على قيمة من "Level-1" إلى "Level-4"، قد تتحول الشاشة إلى وضع توفير الطاقة. اقرب من الشاشة. 	<ul style="list-style-type: none"> يضيء مؤشر التشغيل باللون البرتقالي.
<ul style="list-style-type: none"> توجد مشكلة بالتقنية أو الجهاز الذي يستخدم وصلة DisplayPort. قم بحل المشكلة، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. راجع دليل المستخدم للجهاز الذي يستخدم وصلة DisplayPort للحصول على التفاصيل. 	<ul style="list-style-type: none"> يصدر مؤشر التشغيل وميض برتقالي وأخضر اللون.
<p>تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة غير مدخلة بشكل صحيح حتى وإن كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد يظهر الاخطار المبين على اليمين، لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تقوم بإخراج الإشارة بعد توصيل الطاقة فوراً. افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل. تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بشكل صحيح. قم بتبديل إشارة الدخل. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل المستخدم المتوفر (على CD-ROM). 	<p>2. تظهر الرسالة أدناه.</p> <ul style="list-style-type: none"> تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل. مثال: 
<ul style="list-style-type: none"> تحقق ما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة («معدلات الدقة المتوافقة»). أعد تشغيل الكمبيوتر. قم بتغيير الوضع إلى الوضع المناسب باستخدام برامج الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على التفاصيل. 	<ul style="list-style-type: none"> توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. (يتم عرض تردد الإشارة هذا باللون الأرجواني). مثال: 

fD: تردد الصورة النقطي

fH: تردد المسح الأفقي

fV: تردد المسح العمودي

